

CARDIOVIT AT-1 G2

De kracht van eenvoud



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-1 G2

Eenvoudige patient
data ingave

Uitstekende signaal
kwaliteit voor het ECG

Detectie omgekeerde
elektroden

BRUG TUSSEN TRADITIE EN MODERNITEIT

Voortbouwend op de degelijk bewezen AT-1 en verbeterd met de nieuwste technologie, onderscheidt de AT-1 G2 zich door zijn uitstekende signaalkwaliteit en het nieuwste interpretatie algoritme.

Gebruikersvriendelijkheid is gegarandeerd stapsgewijze workflow en eenvoudige invoer van patiëntgegevens.

Een kleurenscherm en een gemakkelijk schoon te houden toetsenbord maakt de AT-1 G2 tot een intuïtief en betrouwbaar ECG apparaat.

STATE OF THE ART

Dankzij een zeer hoge sampling frequentie en een grote frequentie breedte, biedt de CARDIOVIT AT-1 G2 optimale signaalkwaliteit voor volwassenen en pediatrische ECG's.

De thermische printer met hoge resolutie is compatibel met rollen en z-vouwen papier. Export via USB-stick in PDF formaat.

ERGONOMISCH DESIGN

De CARDIOVIT AT-1 G2 is ontworpen met gebruiksgemak in gedachten: patiëntgegevens kunnen worden ingevoerd met een druk op een knop; met een 5 " kleur weergave voor ECG-preview en vereenvoudigd toetsenbord, het nemen van een ECG is nog nooit eenvoudiger geweest.

STAP-VOOR-STAP WORKFLOW

1. Patient data lingave (druk op de knop)
2. Real-time signaal preview en kwaliteits check, met detectie omgekeerde elektroden
3. Post-acquisitie review

GEAVANCEERD KLINISCH ALGORITME

ETM: Een van de bekendste 12-lead ECG interpretatie programma's.

1 De hoog resolutie thermische printer is compatible met rol en z-vouw papier

2 Patient data ingave met 1 druk op de knop

3 ECG afbeelding in 3 kanalen met kleur gecodeerd lead kwaliteits check

4 Detectie omgekeerde elektroden



EENVOUDIGE 1-2-3 STAPPEN

- 1: Geef patient data in
- 2: Controleer signaal kwaliteit
- 3: Bekijk ECG voor printen



Medische Vakhandel

Lloydsweg 28 B
9641 KK Veendam
T: 088-1900099

contact@medischevakhandel.nl
www.medischevakhandel.nl